

# 产品说明书

产品名称: EB 去毒剂

产品货号: BN12039

产品规格: 50T, 100T

应用范围: EB 污染的液体或固体的去毒处理

# 产品组成:

组成	50T	100T
溶液 A	100mL	2×100mL
溶液 B	100mL	2×100mL

# 储存条件

室温保存, 1年内有效。

### 产品介绍:

强力 EB 去毒剂专用于清除溴化乙锭(EB)污染的产品。它能有效破坏 EB 的结构,消除 EB 的荧光,使其致癌性降低99%以上。适用于清除电泳缓冲液、生化溶液和固体表面的 EB 污染(如实验台、离心机、玻璃器皿、不锈钢制品等)。使用强力 EB 去毒剂将 EB 污染物处理后,再丢弃可以保护环境不受 EB 污染物影响。

### 使用方法:

#### 1. 污染溶液处理

1.1 用水将污染溶液稀释,使其 EB 浓度低于 0.5mg/mL(如果 EB 浓度已经低于 0.5mg/mL,直接进行下一步操作)。
1.2 按溶液 A:溶液 B:被污染溶液=2:2:100的比例将溶液 A 和溶液 B 先后加入到污染液中(由于溶液混合初期会产生少量有害气体,所以整个操作必须在化学通风橱中小心操

作)。

注:最好现配现用,pH=1.8 的强酸溶液不宜久置,配好后可存放 24 小时。

1.3 室温搅拌混匀(确保  $pH \le 3$ ,若 pH 较大,可补加适量 A 液调节 pH)。

1.4 室温静置 24 h, 用自备的饱和碳酸氢钠溶液中和污染液, 使其 pH 接近中性 (pH=5~9)。

1.5 用大量水将反应液冲入水槽废弃。

#### 2. 固体表面污染处理

2.1 估计 EB 去毒剂的用量。

2.2 工作液配制:

按溶液 A: 溶液 B: 水=2:2:30 的比例在化学通风橱中先后将水,溶液 A 和溶液 B 加入到大小合适的容器中,室温搅拌10分钟混匀(由于配制时会产生少量有害气体,所以整个操作必须在化学通风橱中小心操作)。

注:最好现配现用,pH=1.8 的强酸溶液不宜久置,配好后可存放 24 小时。

2.3 用浸泡过新鲜 EB 去毒剂工作液 (步骤 2.2) 的纸巾擦洗物体表面污染处 6次,每次更换新的纸巾。由于工作液 pH 为 1.8,如果物体表面不耐酸(如玻璃、不锈钢、地板等),直接进入 2.4 步操作(即用浸泡过水的纸擦拭物体表面,后将擦拭用过的纸巾浸泡在 EB 去毒剂工作液中以降解 EB)。2.4 用浸泡过水的纸巾擦洗物体表面污染处 5次,每次更换

- TEL: 010-62960866 www.biorigin.Ltd —



新的纸巾。

2.5 擦拭前可用紫外灯帮助发现污染区,擦拭后帮助确认已 经擦拭干净。(对不便于直接用紫外灯照射的污染处,可以 将所用的纸巾中的溶液挤出,放置在紫外灯下比较荧光的强 弱,一般荧光会逐渐变弱)。

2.6 将用过的纸巾浸泡在 EB 去毒剂工作液中,静置至少一小时降解 EB。

2.7 丢弃纸巾,用自备的饱和碳酸氢钠溶液中和工作液,使

其 pH 接近中性 (pH=5~9), 用大量水将反应液冲入水槽废弃。

## 注意事项

- 1. 根据使用情况,用户需要自备饱和碳酸氢钠溶液。
- 2. 本产品无毒害,但试剂本身及操作时可能产生刺激和腐蚀性物质,需要戴手套在通风处操作。
- 3. 本品暴露于空气中的时间不宜过长,使用完毕请立即密 封、保存于避光通风处。

本产品仅用于科研

- TEL: 010-62960866 www.biorigin.Ltd —