TYH（获能液） 使用说明书

货 号: BN80002

规 格：1ml; 2ml

贮 存：2-8℃保存,冰块运输

因为开封使用后试剂品质会逐渐变差，所以请务必一次性用完。

产品简介

TYH（Toyoda，Yokoyama，Hoshi）获能液专门用于让小鼠精子完成获能、具备受精能力，与 HTF 培养液（BN80001）结合使用，能实现更高的体外受精成功率。

使用方法

1. 使用前请做培养滴盖矿物油，在 37℃、5% CO_2 培养箱内平衡后使用，推荐过夜平衡。

2. 取雄鼠附睾尾部置于获能滴中，将附睾尾部划破，使精子溢出，观察精子活力，将培养皿放回培养箱，60 min 后取液滴边缘进行体外受精。

注意：本产品仅面向科研，不可用于临床治疗。

注意无菌操作，开封后尽快用完。

不可冻存。