

5×非变性蛋白上样缓冲液

货号：BN20350

规格：10ml;5ml

保存：-20℃保存，有效期1年。

产品简介：

5×非变性蛋白上样缓冲液中不含 SDS 及 DTT 或者β-巯基乙醇，适合于常规的非变性 PAGE 蛋白样品的电泳。

使用说明：

1. 请按每 40 微升蛋白样品加入 10 微升蛋白上样缓冲液的比例(5 倍稀释)来使用。如果蛋白浓度过高，可用双蒸水稀释。混匀后直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、蛋白上样缓冲液含有溴酚蓝指示剂，PH 值受保存温度影响，在低温冻存状态下，溶液可能会呈现深棕色，不影响产品使用。