

DNA 保存液

CAT#: BN28112

产品简介:

DNA 保存液由 Tris、EDTA、防腐剂等组成，可以螯合金属离子，这样就大大减少金属离子破坏 DNA 的能力，该试剂经无菌无酶处理，可用于保护 DNA。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

操作步骤(仅供参考):

按实验具体要求操作，一般按 DNA 样本:DNA 保存液=1:9, 4℃

短期保存，长期保存可存于-20℃或-80℃。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月。