

氨基酸(amino acid, AA)含量测定试剂盒说明书

(货号: BN72961 微板法 96 样)

一、产品简介:

氨基酸是组成蛋白质的基本单位,也是蛋白质分解产物的种类之一。游离氨基酸与果蔬品质,采后生理,氮素代谢等有密切的关系。也能反映动物肝脏、肾脏的生理状态。

本试剂盒采用茚三酮显色法测定氨基酸:在酸性条件下,氨基酸与茚三酮共热能产生蓝紫色化合物二酮茚胺,经光谱扫描在 570 nm 有特征吸收峰;通过测定 570 nm 吸光度,来计算氨基酸含量。

二、测试盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 110mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	粉剂×4 瓶	4°C保存	临用前每瓶加入 1.5mL 无水乙醇,盖紧后充分混匀,再加入 13.5mL 试剂一混匀制备成 反应 mix ,10 天内用完。
试剂三	粉剂×3 支	4°C保存	用前用几下或 4°C离心使试剂落入试管底部,每支再加 1.5 mL 蒸馏水充分溶解,用不完的试剂分装后-20°C保存(可保存一个月),禁止反复冻融,解冻后可 4°C保存并一周内使用完。
标准品	液体 1.5mL×1 支	4°C保存	若重新做标曲,则用到该试剂。

[注]:粉剂量在 mg 级别,使用前用手甩几次或者进行离心,打开直接加入要求的试剂即可。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、水浴锅、可调式移液枪、研钵、无水乙醇、冰和蒸馏水。

四、氨基酸(AA)含量的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织(水分充足的样本可取 0.2g 组织),加入 1mL 提取液,进行室温匀浆,12000rpm,4°C离心 10min,上清液置冰上待测。

[注]:也可按照组织质量(g)提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取。

② 细菌或细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液,进行室温匀浆,12000rpm,4°C离心 10min,上清液置冰上待测。

[注]:也可按照细菌或细胞数量(10⁴个):提取液体积(mL)为 500~1000: 1 的比例提取。

③ 液体样本:直接检测。若浑浊,离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30 min,调节波长到 570 nm。

② 在 EP 管中按照下表依次加入试剂:

试剂名称(μL)	测定管	空白管(只做一次)
蒸馏水		40
上清液	40	
反应 mix	560	560
试剂三	40	40


本产品仅用于科研

TEL: 010-82422342 www.biorigin.Ltd

混匀，盖紧盖（可用封口膜缠绕，防止水分散失）， 置沸水浴中 15 min，取出后冷却至室温并摇晃混匀约 1min。		
95%乙醇	320	320
混匀，取 200 μ L 澄清液体（若浑浊可 8000rpm 室温离心 5min） 于 96 孔板中，在 570nm 读取吸光值 A， $\Delta A = A$ 测定 - A 空白。		

五、结果计算：

- 1、标准曲线方程： $y = 0.3963x + 0.006$ ；x 是标准品摩尔浓度($\mu\text{mol/mL}$)，y 是 ΔA 。



- 2、按样本质量计算：

$$\text{氨基酸含量}(\mu\text{mol/g 重量}) = [(\Delta A - 0.006) \div 0.3963 \times V1] \div (V1 \div V \times W) \times D$$

$$= 2.52 \times (\Delta A - 0.006) \div W \times D$$

$$\text{氨基酸含量}(\mu\text{g/g 重量}) = [(\Delta A - 0.006) \div 0.3963 \times V1] \div (V1 \div V \times W) \times D \times Mr$$

$$= 331 \times (\Delta A - 0.006) \div W \times D$$

- 3、按细胞数量计算：

$$\text{氨基酸含量}(\mu\text{mol}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A - 0.006) \div 0.3963 \times V1] \div (V1 \div V \times \text{细胞数量}) \times D$$

$$= 2.52 \times (\Delta A - 0.006) \div \text{细胞数量} \times D$$

$$\text{氨基酸含量}(\mu\text{g}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A - 0.006) \div 0.3963 \times V1] \div (V1 \div V \times \text{细胞数量}) \times D \times Mr$$

$$= 331 \times (\Delta A - 0.006) \div \text{细胞数量} \times D$$

- 4、按照液体体积计算：

$$\text{氨基酸含量}(\mu\text{mol/mL}) = [(\Delta A - 0.006) \div 0.3963 \times V1] \div V1 \times D = 2.52 \times (\Delta A - 0.006) \times D$$

$$\text{氨基酸含量}(\mu\text{g/mL}) = [(\Delta A - 0.006) \div 0.3963 \times V1] \div V1 \times D = 2.52 \times (\Delta A - 0.006) \times D \times Mr$$

$$= 331 \times (\Delta A - 0.006) \times D$$

V---样品提取液总体积，1mL； V1---加入样本体积，0.04 mL；

W---样品质量，g； Mr---标准品分子量，131.174；

D---稀释倍数，未稀释即为 1。

附：标准曲线制作过程：

- 1 标准品母液（10 $\mu\text{mol/mL}$ ）；
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品：0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 $\mu\text{mol/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样表操作，根据结果即可制作标准曲线。