

Thioredoxin oxidoreductase(TrxR) Activity Assay Kit

硫氧还蛋白还原酶 (TrxR) 活性试剂盒说明书

货号: BN72367 | 方法: 可见分光法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

硫氧还蛋白还原酶 (TrxR, EC 1.6.4.5) 是一种NADPH依赖的包含FAD结构域的二聚体硒酶, 属于吡啶核苷酸-二硫化物氧化还原酶家族成员, 与硫氧还蛋白以及NADPH 共同构成了硫氧还蛋白系统。TrxR 与GR 活性类似, 催化GSSG还原生成GSH, 是谷胱甘肽氧化还原循环关键酶之一。

硫氧还蛋白还原酶 (TrxR) 催化NADPH还原DTNB生成TNB和NADP⁺, TNB在412nm有特征吸收峰, 通过测定412nm波长处TNB的增加速率即可计算TrxR活性大小。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉剂 mg×2 支	4℃保存	使用前甩几下或 4℃离心使试剂落入试管底部, 每支再加 1.1mL 蒸馏水溶解; 溶解后-20℃保存 2 周。
试剂二	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	液体 2mL×1 支	4℃保存	固体出现可以 25℃水浴 5min, 使其呈液体状态。

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、蒸馏水

四、硫氧还蛋白还原酶 (TrxR) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备

- ① 组织样本: 称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4℃×12000rpm 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取。

- ② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 4℃×12000rpm 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10⁴): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

- ③ 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测

- ① 可见分光光度计预热 30 min, 设置温度在 25℃, 设定波长到 412 nm, 蒸馏水调零。
② 所有试剂在使用前均须在室温或 25℃水浴锅中温育 10min。
③ 在 1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
-----------	-----

样本	80
试剂一	40
试剂二	580
试剂三	40
立即混匀，于 412nm 波长下 30s 时读取初始吸光度 A1，10min 后再测一次吸光度 A2； $\Delta A = A2 - A1$ 。	

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；
针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、按蛋白浓度计算：

定义：在 25℃ 下，每毫克蛋白每分钟还原 1nmol DTNB 生成 TNB 为一个酶活单位。

$$\text{TrxR 酶活}(\text{nmol/min/mg prot}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times 10^9 \times V2) \div (Cpr \times V1) \div T \times D = 68 \times \Delta A \div Cpr \times D$$

2、按样本质量计算：

定义：在 25℃ 下，每克样本每分钟还原 1nmol DTNB 生成 TNB 为一个酶活单位。

$$\text{TrxR 酶活}(\text{nmol/min/g 鲜重}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times 10^9 \times V2) \div (W \times V1 \div V) \div T \times D = 68 \times \Delta A \div W \times D$$

3、按细胞/细菌数量计算：

定义：在 25℃ 下，每 10⁴ 个细胞/细菌样本每分钟还原 1nmol DTNB 生成 TNB 为 1 个酶活单位。

$$\text{TrxR 酶活}(\text{nmol/min/10}^4 \text{ cell}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times 10^9 \times V2) \div (500 \times V1 \div V) \div T \times D = 0.14 \times \Delta A \times D$$

4、按液体体积计算：

定义：在 25℃ 下，每毫升液体样本每分钟还原 1nmol DTNB 生成 TNB 为 1 个酶活单位。

$$\text{TrxR 酶活}(\text{nmol/min/mL}) = (\Delta A \div \epsilon \div d \times 10^9 \times V2) \div V1 \div T \times D = 68 \times \Delta A \times D$$

ϵ ---TNB 摩尔消光系数，1.36×10⁴ L/mol/cm；

d---光径，1cm；

W---样本质量，g；

V---提取液体积，1 mL；

V1---样本体积，80μL=0.08mL；

V2---反应体系总体积，740μL=7.4×10⁻⁴ L；

D---稀释倍数，未稀释，即为 1；

T---反应时间，10min，

Cpr---上清液蛋白浓度（mg/mL）；建议使用本公司 BCA 蛋白质含量检测试剂盒；