

Glucose Dehydrogenase Activity Assay Kit

葡萄糖脱氢酶 (GCDH) 试剂盒说明书

货号: BN72424 | 方法: 可见分光法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

GCDH (EC 1.1.1.47) 属于氧化还原酶家族, 催化 D-葡萄糖和 NAD(P) 生成 D-葡萄糖酸和 NAD(P)H, 参与戊糖磷酸途径。GCDH 催化 D-葡萄糖和 NAD 生成 D-葡萄糖酸和 NADH, 在 340nm 下测定 NADH 上升速率, 即可反映 GCDH 活性。传统方法是检测 NADH 在 340nm 处的吸光值。由于 NADH 的摩尔消光系数 (ϵ) 较低, 所以这种方法灵敏度低, 且严重受到干扰。

本试剂盒提供一种简单, 灵敏, 快速的测定方法: 该酶促过程产生的 NADH 与特异的显色剂反应, 产生在 450nm 处有最大吸收峰的有色物质, 通过检测该有色物质在 450nm 的增加速率, 进而计算出葡萄糖脱氢酶活性的大小。

二、试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	液体 40mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂二	粉剂 mg×1 瓶	4℃ 保存	临用前加入 38mL 试剂一充分溶解, 用不完的试剂仍 4℃ 保存。
试剂三	液体 2.1mL×EP 管	4℃ 保存	
标准品	粉剂 mg×1 支	-20℃ 保存	若重新做标曲, 则用到该试剂

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、台式离心机、可调式移液器、研钵

四、葡萄糖脱氢酶 (GCDH) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备

① 组织样本:

取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4℃ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可以按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例提取。

② 细菌/细胞

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm, 4℃ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌或细胞数量 (10^4 个): 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 450nm, 蒸馏水调零。

② 试剂放在 37℃ 水浴 5min;

③ 在 1mL 玻璃比色皿中按照下表依次加入试剂:

试剂名称 (μ L)	测定管
样本	40


试剂二	720
试剂三	40
混匀，立即 450nm 下读取 A1 值，20min 后读取 A2 值， $\Delta A = A2 - A1$ 。	

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；

针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 0.0372x + 0.009$ ；x 是 NADH 摩尔质量：nmol，y 是 ΔA 。



标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本蛋白浓度计算

单位定义：每毫克组织蛋白每分钟催化 1 nmolNAD⁺生成 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GCDH (nmol/min/mg prot)} = [(\Delta A - 0.009) \div 0.0372] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T = 33.6 \times (\Delta A - 0.009) \div \text{Cpr}$$

3、按样本鲜重计算

单位定义：每克组织每分钟催化 1 nmolNAD⁺生成 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GCDH (nmol/min/g 鲜重)} = [(\Delta A - 0.009) \div 0.0372] \div (W \times V1 \div V) \div T = 33.6 \times (\Delta A - 0.009) \div W$$

4、按细菌或细胞密度计算：

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟生成 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GCDH (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [(\Delta A - 0.009) \div 0.0372] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.07 \times (\Delta A - 0.009)$$

V---加入提取液体积，1 mL；

V1---加入样本体积，0.04 mL；

T---反应时间，20 min；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；

W---样本质量，g；

500---细菌或细胞总数，500 万。